



SIN
LÁTEX
EN LA FÓRMULA

Leukoplast® Wound closure Strip

TIPO PRODUCTO

Tiras de sutura cutánea.

Tiras de sutura cutánea estériles disponibles en diferentes tamaños y en dos colores: blanco y natural.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Hilos extensibles de poliamida:
 - Retractibilidad definida que garantiza una óptima adaptación al edema temporal de la herida.
 - Se adapta a los movimientos del cuerpo.
 - Adaptación de los bordes de la herida sin tensión.
- Bordes redondeados para evitar que el strip se enrolle.
- Masa adhesiva de elevada tolerancia cutánea.
- Permeable al aire y al vapor de agua: evita la maceración de la piel y alarga la durabilidad del strip.
- Estéril.
- Fijación segura de los bordes de la herida.
- Alta resistencia al estrés.
- Rápido y fácil de aplicar.
- No invasivo:
 - Sin trauma adicional a la herida.
 - Sin necesidad de anestesia.
 - Ideal para pieles frágiles.

DURABILIDAD

Entre uno y varios días, dependiendo del estado de la herida y las condiciones de la piel.

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de cortes, laceraciones e incisiones quirúrgicas para asegurar un resultado estético óptimo. Indicado en pieles frágiles o muy sensibles. Para reducir la tensión en el cierre de heridas con sutura intradérmica. Como soporte a la pronta retirada de suturas o grapas con el objetivo de mejorar el resultado estético. Exclusivamente para uso tópico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- No aplicar los strips con mucha tensión, ya que puede haber riesgo de aparición de ampollas.
- No utilizar en zonas con mucha movilidad (p.ej.: articulaciones).
- No aplicar en pacientes con intolerancia conocida al adhesivo acrílico.

COMPOSICIÓN

Tejido de poliamida blanco. Peso: 75± 5g/m²
 Masa adhesiva acrílica, de elevada tolerancia cutánea. Peso: 50± 5g/m²
 Soporte de silicona transparente perforado. Peso: 107± 4g/m²

PRESENTACIÓN

Blíster estéril de plástico (el número de strips varía según las medidas). Cada sobre tiene la marca CE y código de barras.

ESTERILIDAD

El producto se suministra estéril (esterilizado con óxido de etileno). La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11135:2015 y el gas residual no supera el nivel definido en la norma EN ISO 10993-7, en pleno cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42 CEE y la norma UNE EN 556.

PRESENTACIÓN

Código de producto	Medida	Unidad de uso	Presentación	Unidad mínima de venta	Envases / Embalaje	EAN Unidad (blister)	EAN Envase	EAN Embalaje
72740-00	6x38mm	Blíster con 6 strips	caja de 50 blisters – 300 strips	50 blisters	4 cajas	4042809804492	4042809804485	4042809804508
72740-01	3x75mm	Blíster con 5 strips	caja de 50 blisters – 250 strips	50 blisters	4 cajas	4042809804843	4042809804836	4042809804850
72740-02	6x75mm	Blíster con 3 strips	caja de 50 blisters – 150 strips	50 blisters	4 cajas	4042809804874	4042809804867	4042809804881
72740-03	6x100mm	Blíster con 10 strips	caja de 50 blisters – 500 strips	50 blisters	4 cajas	4042809804904	4042809804898	4042809804911
72740-04	12x100mm	Blíster con 6 strips	caja de 50 blisters – 300 strips	50 blisters	4 cajas	4042809804935	4042809804928	4042809804942
72740-05	25x100mm	Blíster con 4 strips	caja de 25 blisters – 100 strips	25 blisters	4 cajas	4042809804966	4042809804959	4042809804973
72740-06*	6x38mm	Blíster con 6 strips	caja de 50 blisters – 300 strips	50 blisters	4 cajas	4042809804997	4042809804980	4042809805000
72740-07 *	6x75mm	Blíster con 3 strips	caja de 50 blisters – 150 strips	50 blisters	4 cajas	4042809805024	4042809805017	4042809805031
72740-08 *	12x100mm	Blíster con 6 strips	caja de 50 blisters – 300 strips	50 blisters	4 cajas	4042809805055	4042809805048	4042809805062

*Presentación en color Natural

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE Is, estéril			5 años 	 BSN Medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg (Alemania)
Essity Spain SLU ISO 9001:2015 ISO 13485:2016				 Distribuidor Essity Spain SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto esterilizado con óxido de etileno



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



No re-utilizar, No re-esterilizar



Distribuidor

Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal)

Ctra. Valls a Puigpelat, Km 2 – 43812 Puigpelat (Tarragona)
 Sede HMS: C/ Fructuós Gelabert,6 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
 Tel. Atención cliente: 93. 521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
 B28451383

www.essity.es